

SST حاوی Clot Activator+Gel

لوله بدون خلأ خون گیری SST شامل فعال کننده لخته (Clot Activator) و ژل پلیمری می باشد. از لوله لخته جهت جداسازی سرم از نمونه گرفته شده و انجام آزمایش هایی از قبیل آزمایش های بیوشیمی (Biochemistry)، سروولوژی (Serology)، ایمنولوژی (Immunology) استفاده می شود.

مزایای این نوع لوله:

- سرعت بالای ایجاد لخته
- استفاده از ژل پلیمری جهت دستیابی به سرم با کیفیت
- استفاده از ژل پلیمری جهت ایجاد سهولت و تسریع در پروسه جداسازی
- قابلیت حفظ ویژگی های بیوشیمیایی سرم برای زمان طولانی به جهت عدم مجاورت با سایر اجزا خون لخته شده
- تولید شده از پلیمر با بالاترین میزان شفافیت جهت بررسی کیفیت سرم پس از سانتریفیوژ



نوع لوله	رنگ	جنس لوله	کاربرد	افزودنی	Ref No.	اندازه (mm)	حجم (ml)
SST	زرد	PET PS	انجام آزمایش های بیوشیمی (Biochemistry)، سروولوژی (Serology) و ایمنولوژی (Immunology)	Clot Activator with Gel	NTNYW-04	13x100	5