

NON VACUUM TUBES



Clot Activator حاوی Serum

لوله خلأ خون گیری Serum شامل فعال کننده لخته (Clot Activator) می باشد. از این لوله جهت جداسازی سرم از نمونه گرفته شده و انجام آزمایش هایی از قبیل آزمایش هایی بیوشیمی (Biochemistry)، سرولوژی (Serology)، ایمونولوژی (Immunology) استفاده می شود.

مزایای این نوع لوله:

- سرعت بالای ایجاد لخته
- دستیابی به حجم سرم بیشتر به جهت حجم بیشتر نمونه گیری
- جلوگیری از ایجاد همولیز به دلیل پوشش کافی و مناسب فعال کننده لخته بر روی دیواره داخل لوله



نوع لوله	رنگ	جنس لوله	کاربرد	افزودنی	Ref No.	اندازه (mm)	حجم (ml)
Serum	قرمز	PET PS	آزمایش های بیوشیمی (Biochemistry)، سرولوژی (Serology) و ایمونولوژی (Immunology)	فعال کننده لخته (Clot Activator)	NTNRD-02	13x100	6